

Phonak CROS B



NUEVO modelo
recargable con
batería de ion-litio
integrada

Cuando uno puede seguir conversaciones que provienen de cualquier dirección, la vida se disfruta más

“Mi sistema CROS
me devolvió
el sonido y mi vida”.



Angie Aspinall,
usaria de Phonak CROS



Audición con un oído

Si se encuentra en una sala ruidosa y no puede escuchar a su esposa, sus amigos o sus compañeros porque no están colocados en el lado de su oído con mejor audición, o si habla por teléfono y no es consciente del contexto, entonces Phonak CROS B es la solución inteligente para usted.

¿De qué forma cambiará su vida Phonak CROS B?

- Mantenga conversaciones en entornos ruidosos y tranquilos sin tener que cambiar de posición
- Manténgase concentrado y comprenda las conversaciones incluso en entornos ruidosos
- Participe en conversaciones que tienen lugar en el lado del oído sin audición
- No requiere procedimientos quirúrgicos




Oiga todo

CROS B le transmitirá sonido y conversaciones para permitir que su oído bueno escuche por ambos oídos. Si tiene audición en un oído y en el otro no, entonces CROS B hará el trabajo por usted.

CROS significa “Presentación Contralateral de la Señal” y consta de dos partes:

- El dispositivo CROS con un micrófono para que el oído con pérdida auditiva capte sonidos y conversaciones y los transmita de forma inalámbrica al otro audífono
- El audífono recibe los sonidos del oído con pérdida auditiva y los reproduce en el oído bueno



Simplemente enciéndalo

CROS B es sencillo y está listo para usar. A diferencia de los audífonos con implante osteointegrado que requieren cirugía y un tiempo de curación prolongado, una vez que se coloca el CROS B con un audífono Belong, simplemente tiene que encenderlos y disfrutar de la audición en ambos lados.

Con CROS B, sentirá de inmediato que forma parte de una conversación, independientemente del contexto.



¿Por qué es CROS B tan inteligente?

Phonak CROS B se basa en la tecnología Phonak Belong™. Al adaptar el CROS B con un audífono Belong, podrá oír sonidos y conversaciones con claridad y seguir las conversaciones sin importar de qué dirección provengan. Con la tecnología Binaural VoiceStream™ de Phonak, el CROS B transmite de manera inalámbrica el sonido desde el oído con pérdida auditiva completa al audífono colocado en el oído con mejor audición. Como resultado, el CROS B ofrece excelente comprensión verbal en ambientes ruidosos.¹

Para aumentar la comodidad de la vida diaria, ahora puede disfrutar de todas las ventajas junto con el rendimiento comprobado de CROS B, sin preocuparse por la duración de la batería.

¹ Ebbing, S., & Omisore, D. (2015). Phonak CROS II –Improved speech understanding thanks to binaural beamforming. Phonak Field Study News, extraído de www.phonakpro.com/evidence, consultado el 26 de marzo de 2018

1 día entero de audición en ambos lados sin preocupaciones por la batería



CROS B-R combina nuestra tecnología de alto rendimiento más reciente con una tecnología de batería innovadora para ofrecerle 1 día entero de audición en ambos lados sin preocupaciones por la batería. Solo debe cargar el dispositivo durante la noche y usarlo todo el día.

¿Qué implica esto para usted? Implica que se acabaron las pilas desechables pequeñas y difíciles de manejar, se acabó el hecho de tener que recordar llevar consigo pilas de repuesto, se acabaron los inconvenientes del cambio de pilas. También implica que disfrutará de libertad y confianza para poder seguir con su vida, sabiendo que CROS B-R le acompañará durante los largos días (y las noches, si es necesario).

Opciones de carga inteligentes

CROS B-R le ofrece 1 día de audición en ambos lados con una simple carga de 3 horas. Además, CROS B-R incorpora opciones de carga inteligente fáciles de usar, para que no tenga que preocuparse de que se agote la batería.



Phonak Charger Case RIC

- Un cargador, kit de secado y estuche de protección rígido, todo en uno
- Incluye una herramienta de limpieza



Phonak Power Pack

- Se conecta fácilmente al Phonak Charger Case
- Ideal para usarlo en viajes donde no hay fuentes de energía disponibles



Phonak Mini Charger RIC

- La solución de carga más compacta

La adaptación adecuada

CROS B está disponible en tres modelos discretos que se colocan detrás de la oreja.



CROS B-R



CROS B-312



CROS B-13

Aquellos que prefieran una solución a medida pueden elegir entre dos modelos a medida.



CROS B-312 Custom



CROS B-13 Custom

Color coordinado

Elija entre 9 colores para combinarlo con su audífono Belong en el oído con mejor audición.



Beige arena
P1



Sándalo
P3



Castaño
P4



Champán
P5



Gris plata
P6



Gris grafito
P7



Negro aterciopelado
P8



Blanco alpino
T7



Beige
01

Phonak CROS B en diferentes situaciones

Conversaciones en lugares ruidosos



CROS B puede acercar el zoom de la voz que se encuentra frente a usted y reducir el ruido ambiente. Esto le permite oír más lo que desea y menos lo que no.

Concienciación de su entorno



Con CROS B mejorará su percepción de los sonidos en varios entornos, porque puede oír en ambas direcciones. Consigue que las conversaciones sean más fáciles porque deja de depender de que las personas estén colocadas en su lado bueno.

Tener una conversación mientras conduce



Si su oído con pérdida auditiva está más cerca de sus compañeros de viaje, quizás sea imposible mantener una conversación. Con CROS B puede comprender fácilmente las voces, ya que transmite el sonido a su oído con mejor audición.

Mejores consejos

Si obtiene un CROS por primera vez o bien si actualiza los dispositivos CROS anteriores, aquí se presentan nuestros mejores consejos para sacar el máximo provecho de su Phonak CROS B.

1 Hable con su audioprotesista (HCP)

Su audioprotesista le ayudará a realizar los ajustes necesarios para asegurarse de que cuenta con una configuración cómoda. No dude en volver a visitarle si siente que algo tiene demasiado volumen o "no está bien". El audioprotesista quiere que esté contento, así que, vuelva a visitarle si lo necesita.

2 Dele tiempo

Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo, ya sea a un nuevo par de zapatos o a un nuevo coche. La adaptación a CROS B no es diferente. Todo sonará diferente al principio, así que, tenga paciencia.

3 Pruébelo en entornos diferentes

Pruébelo en situaciones familiares y, a continuación, empiece a probarle en nuevos entornos. ¿Hay algún lugar que haya evitado a causa de su pérdida auditiva?

Observe cómo CROS B marca la diferencia en su disfrute y nivel de confort.

4 Háblelo con sus amigos y familia

Informe a las personas que se está adaptando a unos nuevos audífonos y que puede tardar en acostumbrarse a utilizarlos.

5 Tómese un descanso

Si tiene pérdida auditiva unilateral desde hace mucho tiempo, puede que su cerebro tarde un poco en adaptarse; Es normal que esto suceda. Tómese un respiro cuando sea necesario, pero recuerde que cuanto más use su nuevo CROS B, mejor.

6 Tome nota

Se trata de un mundo de sonidos completamente nuevo. Si hay situaciones en las que siente que el sonido no es bastante bueno, tome nota y vuelva a su audioprotesista para configurar su CROS B de la forma en que mejor se adapte a usted.

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

www.phonak.es